

Software options

Kontrastmittelinjektoren für CT/MRT

Software-Optionen für mehr Komfort und Effizienz

Contrast agent injectors for CT/MRI

Software options for more comfort and efficiency



ulrich medical CONTRAST AGENT INJECTORS FOR CT/MRI

Einfach überzeugend Simply convincing

Ulrich Kontrastmittelinjektoren überzeugen durch eine anwenderfreundliche **Software**, die speziell auf CT- und MRT-Untersuchungen abgestimmt ist.

Unsere Injektoren sind serienmäßig mit der Basisversion ausgestattet. Weitere **Software-Optionen** sind erhältlich:

- **Gleicher Patient:** Mehrfachuntersuchungen ohne Patientenschlauchwechsel
→ Kein Zeitverlust durch Abkoppeln des Patienten
- **Letzter Patient:** Automatisches Befüllen des gesamten Schlauchsystems mit NaCl
→ Abrüsten ohne Verwurf von Kontrastmittel mit dem Pumpenschlauch
- **Testbolus:** Injizieren eines KM-Testbolus zur Ermittlung der Kreislaufzeit des Patienten
→ Optimales Timing des Aufnahmestarts
- **Stoppuhr:** Akustisches Signal nach Ablauf der eingestellten Zeit
→ Verbessertes Timing zwischen KM-Injektion und Aufnahme

Ulrich contrast agent injectors are convincing by user-friendly **software**, particularly developed for CT and MRI examinations.

Our injectors are serially equipped with the basic version. Various **software options** available:

- **Same patient:** Multiple examinations without change of patient hose
→ No loss of time by disconnecting the patient
- **Last patient:** Automatic filling of the entire hose system with NaCl
→ Dismantling without waste of contrast agent with the pump hose
- **Test bolus:** Injection of a CA test bolus to determine circulation time of the patient
→ Optimal timing of the examination start
- **Stop watch:** Acoustic signal when set time is over
→ Improved timing between injection of CA and examination



Technische Änderungen vorbehalten. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Rights reserved to make technical changes. With reservations of misprints and errors.

Ihr Ansprechpartner
Please contact

