

Comunicado de prensa

Ulm, 22/10/2025

uCentum Pro amplía el surtido de uCentum y uBase: más opciones MIS para proporcionar un tratamiento de la columna vertebral preciso y mínimamente invasivo para el paciente

Con el exitoso lanzamiento al mercado de uCentum Pro, Ulrich Medical ha ampliado los sistemas uCentum y uBase con opciones modulares de implantes e instrumentos. El objetivo es lograr una mayor flexibilidad intraoperatoria, una adaptación aún mejor a la anatomía del paciente y un tratamiento menos invasivo.

Resumen de las novedades clave de los módulos MIS y de navegación de uCentum Pro: Los tornillos MIS X-Tab poliaxiales y de prefijación permiten un acceso percutáneo con incisiones pequeñas y, en consecuencia, una instrumentación cuidadosa con los tejidos blandos. Un módulo integral de navegación (compatible con Brainlab) admite tanto intervenciones abiertas como percutáneas y contribuye a una colocación precisa de los tornillos al tiempo que reduce la exposición a la radiación. Como alternativa a las varillas con un diámetro de 6,0 mm, ahora también se dispone de varillas de 5,5 mm de diámetro. Ambas variantes son totalmente compatibles con todas las opciones de tornillos. En cuanto a los tornillos para la pelvis de uBase, hay disponible una cabeza de tornillo preangulada adicional con una poliaxialidad de 48° que puede emplearse tanto en intervenciones abiertas como percutáneas.

«Las ampliaciones convierten a uCentum y uBase en un sistema modular muy flexible para el tratamiento diferenciado de patologías complejas de la columna vertebral con el objetivo de garantizar la menor invasividad para el paciente con la mayor facilidad de uso posible», afirma Friedrich von Rechteren, CEO de Ulrich Medical.

El equipo de desarrollo de Ulrich Medical se ha centrado siempre en los requisitos y necesidades de los usuarios a la hora de ampliar los sistemas. El Prof. Dr. Joachim

Comunicado de prensa

Oertel, director del departamento de neurocirugía del Hospital Universitario del Sarre en Homburg (Alemania), también confirma su éxito: «uCentum Pro reúne todas las cualidades que un sistema mínimamente invasivo para la estabilización de la columna vertebral toracolumbar debe poseer: un diseño extremadamente fino y moderno, implantes fiables y de eficacia probada y opciones excepcionales para la conexión con instrumentaciones iliosacas o cervicales. En resumen, se trata de un nuevo y eficaz concepto para la cirugía mínimamente invasiva de la columna vertebral con unas posibilidades prácticamente ilimitadas.»

Este sistema, lanzado con éxito en el mercado alemán, se pondrá ahora también en circulación internacionalmente.

Ulrich Medical en el congreso de la DWG con un taller

Del 10 al 12 de diciembre de 2025, Ulrich Medical presentará sus productos para la cirugía de columna vertebral en el congreso de la DWG (Asociación Alemana de la Columna Vertebral) en Wiesbaden. El equipo estará a la disposición de los asistentes estos tres días en el puesto 58. El 11 de diciembre de 13:00 h a 14:30 h en el taller (*lunch workshop*) del Fórum 1.3, también se presentarán las nuevas opciones de la ampliación uCentum Pro con el tema «Posibilidades de la instrumentación percutánea para el tratamiento de fracturas y enfermedades degenerativas».

Para obtener más información, consulte <https://www.ulrichmedical.com/es>.

((Prefacio y texto: 2860 caracteres, incluyendo espacios))

Sobre Ulrich Medical

El grupo Ulrich Medical se compone de la empresa matriz ulrich GmbH & Co. KG y de sus filiales en Francia, España y EE. UU. Este grupo empresarial de actividad internacional desarrolla, fabrica y comercializa productos para la cirugía de columna vertebral y la radiología bajo la marca comercial Ulrich Medical. La empresa familiar fundada en 1912 cuenta con más de 650 empleados en total. Aunque sus productos se utilizan en todo el mundo, esta empresa de tecnología médica apuesta por la calidad «Made in Germany», donde se lleva a cabo gran parte de su desarrollo y producción. Una sede adicional dedicada al desarrollo en EE. UU. ofrece proximidad con respecto a los mercados internacionales para sus soluciones

Comunicado de prensa

innovadoras. Ulrich Medical volvió a aumentar en 2024 su volumen de ventas —por decimoquinto año consecutivo—, lo que subraya su posición como socio fiable en el sector de la tecnología médica.



<https://www.linkedin.com/company/ulrich-medical/>



<https://www.youtube.com/user/ulrichmedical>



<https://www.instagram.com/ulrichmedical/>

Material gráfico:

(Atención, resolución solo con calidad de pantalla. Si desea una resolución con calidad de impresión, solicítela en ulrichmedical@pr-hoch-drei.de.)




Imagen 1: Representación de una instrumentación con los nuevos tornillos MIS X-Tab poliaxiales y los tornillos iliosacros poliaxiales del sistema uBase.

Derechos sobre la imagen: Ulrich Medical

Si tiene preguntas, póngase en contacto con:

Ulrich Medical

Buchbrunnenweg 12

89081 Ulm, Alemania

Isabelle Korger

Teléfono: +49 731 9654-103

Correo electrónico: i.korger@ulrichmedical.com

Contacto de prensa:

PR hoch drei GmbH

Turnhallenweg 4

79183 Waldkirch, Alemania

Ramona Riesterer

Teléfono: +49 7681 4922511

Correo electrónico: ulrichmedical@pr-hoch-drei.de