

Pressemitteilung

Ulm, 22.10.2025

uCentum PRO erweitert uCentum & uBase: Mehr MIS-Optionen für präzise, patientenschonende Wirbelsäulenversorgung

Mit der erfolgreichen Markteinführung von uCentum Pro hat Ulrich Medical die Systeme uCentum und uBase um modulare Implantat- und Instrumentenoptionen erweitert. Ziel ist eine höhere intraoperative Flexibilität, eine noch bessere Anpassung an die individuelle Anatomie und geringere Invasivität.

Die Kernneuheiten der Module MIS und Navigation von uCentum Pro im Überblick:
Die polyaxialen und vorklembaren MIS X-Tab-Schrauben ermöglichen perkutane Zugänge mit kleinen Inzisionen und dadurch eine weichteilschonende Instrumentierung. Ein umfangreiches Navigationsmodul (Brainlab-kompatibel) unterstützt sowohl offene als auch perkutane Eingriffe und kann zu einer präzisen Schraubenplatzierung bei gleichzeitiger Reduktion der Strahlenexposition beitragen. Als Alternative zu Stäben mit einem Durchmesser von 6,0 mm sind nun auch Stäbe mit 5,5 mm Durchmesser verfügbar. Beide Varianten sind vollständig mit allen Schraubenoptionen kompatibel. Für die uBase Beckenverschraubung steht ein zusätzlicher, mit 48° Polyaxialität vorgewinkelter Schraubenkopf zur Verfügung, der sowohl offen als auch perkutan einsetzbar ist.

„Die Erweiterungen machen uCentum und uBase zu einem modularen, hochflexiblen System für die differenzierte Versorgung komplexer Wirbelsäulenpathologien mit dem Ziel, minimale Invasivität für Patientinnen und Patienten bei maximaler Anwenderfreundlichkeit zu gewährleisten“, so Friedrich von Rechteren, CEO bei Ulrich Medical.

Das Entwicklerteam von Ulrich Medical hatte bei der Systemerweiterung stets die Anforderungen und Bedürfnisse der Anwenderinnen und Anwender im Fokus. Dass dies gelungen ist bestätigt auch Prof. Dr. Joachim Oertel, Direktor der Klinik für

Pressemitteilung

Neurochirurgie an der Universität des Saarlandes in Homburg: „uCentum Pro verbindet alle Qualitäten, die ein minimal invasives System zur Stabilisierung der thorakolumbalen Wirbelsäule mitbringen muss: Extrem schlankes, zeitgemäßes Design sowie zuverlässige, etablierte Implantate und herausragende Möglichkeiten zur Konnektion mit iliosakralen oder zervikalen Instrumentationen. Alles in allem ein gelungenes neues Konzept für die minimal invasive Wirbelsäulenchirurgie – mit fast unbegrenzten Möglichkeiten.“

Das im deutschen Markt erfolgreich eingeführte System wird nun auch international ausgerollt.

Ulrich Medical beim DWG mit Lunch-Workshop

Vom 10. bis 12. Dezember 2025 präsentiert Ulrich Medical auf dem DWG-Kongress in Wiesbaden seine Produkte für die Wirbelsäulenchirurgie. Das Team steht an allen drei Tagen an Stand 58 für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Unter dem Thema „Möglichkeiten der perkutanen Instrumentierung bei Frakturen und degenerativen Erkrankungen“ werden beim Lunch-Workshop im Forum 1.3 am 11.12., von 13:00 bis 14:30 Uhr, auch die neuen Optionen der uCentum Pro Erweiterung vorgestellt.

Weitere Informationen unter <https://www.ulrichmedical.com>.

((Vorspann & Fließtext: 2.860 Zeichen, inklusive Leerzeichen))

Über ulrich medical

Die ulrich medical-Gruppe besteht aus der Muttergesellschaft ulrich GmbH & Co. KG und ihren Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien und den USA. Die international agierende Unternehmensgruppe entwickelt, produziert und vertreibt unter der Handelsmarke ulrich medical Produkte für die Wirbelsäulenchirurgie und die Radiologie. Das 1912 gegründete Familienunternehmen beschäftigt global über 650 Mitarbeitende. Während die Produkte weltweit zum Einsatz kommen, setzt das Medizintechnik-Unternehmen auf Qualität „Made in Germany“, wo ein Großteil der Entwicklung und Fertigung stattfindet. Ein zusätzlicher Entwicklungsstandort in den USA schafft Nähe zu den internationalen Märkten für die innovativen Lösungen. ulrich medical steigerte 2024 seinen Umsatz erneut – bereits das 15. Jahr in Folge – und unterstreicht mit diesem nachhaltigen Wachstum seine Position als verlässlicher Partner in der Medizintechnikbranche.

Pressemitteilung



<https://www.linkedin.com/company/ulrich-medical/>



<https://www.youtube.com/user/ulrichmedical>



<https://www.instagram.com/ulrichmedical/>

Bildmaterial:

(Achtung, nur Bildschirmauflösung. Druckauflösung anfordern unter ulrichmedical@pr-hoch-drei.de.)




Bild 1: Darstellung einer Instrumentierung mit den neuen polyaxialen MIS X-Tab Schrauben sowie der polyaxialen Iliosakralschrauben des Systems uBase.

Bildnachweise: ulrich medical

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ulrich medical

Buchbrunnenweg 12

89081 Ulm

Isabelle Korger

Telefon: 0731 9654-103

E-Mail: i.korger@ulrichmedical.com

Pressekontakt:

PR hoch drei GmbH

Turnhallenweg 4

79183 Waldkirch

Ramona Riesterer

Telefon: 07681 4922511

E-Mail: ulrichmedical@pr-hoch-drei.de