

ADMINISTRATION EFFICACE DES PRODUITS DE CONTRASTE

BOOST

your CT routine



dedicated to you.

A male technician with short dark hair, wearing blue medical scrubs, is focused on a task. He is holding a clear plastic component of a large, white medical machine. The machine has several blue-tinted transparent sections. In the foreground, a large, semi-transparent orange circle with a white border contains white text. The background is a clean, light-colored clinical setting.

**Car chaque
minute compte
dans la pratique
quotidienne de
la TDM.**

Quand la contrainte de temps et la flexibilité doivent aller de pair


La gestion du produit de contraste multiusage du CT motion SPICY vous assure des processus rapides, efficaces et flexibles, sans avoir à remplacer la tubulure de pompe utilisable 24 heures.

Avec le CT motion, vous adaptez le choix du produit de contraste à l'examen :

Fonction Tandem

Il vous suffit d'une simple pression sur un bouton pour alterner entre des produits de contraste aux principes actifs identiques, mais à des concentrations différentes, ou bien entre Omnipaque et Visipaque.

- Flexibilité de sélection du produit de contraste
- Changement du produit de contraste d'une simple pression sur un bouton, sans interruption du flux de travail
- Plus grand nombre de patients par jour




Optimisé pour les différentes exigences de la pratique quotidienne de la TDM :

Fonction Extended Tandem

Alternez facilement entre des produits de contraste aux principes actifs différents et de différents fabricants, en toute sécurité grâce à un programme de rinçage fiable.

- Liberté de choix du produit de contraste
- Sans interruption du flux de travail
- Modularité plus grande pour chaque examen



Les recommandations de l'ESUR 2025 préconisent de changer de produit de contraste en cas de réactions d'hypersensibilité. Le CT motion SPICY offre pour cela la flexibilité nécessaire, **sans obligation de remplacer la tubulure de pompe utilisable 24 heures.**

Administration efficace et flexible des produits de contraste dans la pratique quotidienne de la TDM



Même patient

Pour un même patient qui nécessite plusieurs injections

- Sélection simplifiée des injections supplémentaires
- Sans changement de la tubulure patient
- Fluidité des processus sans interruption
- Idéal pour la vérification des veines et les protocoles d'examen spéciaux



Maintien à température pour le flacon/réservoir de produit d'origine

Pour des conditions d'injection fiables et précises

- Viscosité optimisée du produit de contraste
- Confort accru pour le patient



Adaptation des paramètres du bolus pendant une pause manuelle

Pour un examen qui exige de la flexibilité

- Facilité d'adaptation du protocole d'injection
- Contrôle accru à chaque injection



Le même débit pour tous les bolus

Pour des adaptations rapides


- Réglage du débit pour tous les bolus d'un seul clic
- Réaction directe à des exigences modifiées



40 bolus par protocole

Pour des protocoles standards qui ne suffisent pas

- Liberté dans la conception du protocole d'injection



CT motion™ SPICY

Conçu pour ceux qui veulent faire bouger les choses.



dedicated to you.

 **ulrich GmbH & Co. KG**
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm, Allemagne
T +49 731 9654-0
injectors@ulrichmedical.com
www.ulrichmedical.com

ulrich medical France SAS
10, Allée Aristide Maillol
31770 Colomiers, France
T +33 5 61 86 09 92
info@ulrichmedical.fr
www.ulrichmedical.fr

ulrich medical España S.L.U.
Calle Arboleda 14, Núm. AR038
28031 Madrid, Espagne
T +34 910 194870
info@ulrichmedical.es
www.ulrichmedical.es