

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS MEDIOS DE CONTRASTE

BOOST

your CT routine



dedicated to you.

A male technician with short dark hair, wearing blue medical scrubs, is focused on a task. He is holding a small, clear plastic component of a larger white and blue medical machine. The machine has several transparent blue containers or reservoirs. In the foreground, a large, semi-transparent orange circle with a white border contains white text. The background is a clean, clinical setting with light-colored walls and equipment.

**Porque cada
minuto cuenta
en el día a día
de la TC.**

Cuando premura y flexibilidad deben ir de la mano


La gestión de medios de contraste de distintos proveedores del CT motion SPICY posibilita procesos ágiles, eficientes y flexibles, sin cambiar el tubo de la bomba de 24 horas.

El CT motion le permite adaptar la elección del medio de contraste a la exploración:

Función Tandem

Con solo pulsar un botón, cambie entre medios de contraste con principios activos idénticos en diferentes concentraciones, o entre Omnipaque y Visipaque.

- Elección flexible del medio de contraste
- Cambio del medio de contraste pulsando un botón, sin interrupción del flujo de trabajo
- Más pacientes al día




Optimizado para diferentes requisitos en el día a día con el equipo de TC:

Función Extended Tandem

Cambie entre medios de contraste con diferentes principios activos y de distintos proveedores, de manera flexible y segura gracias al programa de irrigación fiable.

- Libre elección del medio de contraste
- Sin interrupción del flujo de trabajo
- Más variabilidad para cada exploración



Las directrices de la ESUR 2025 recomiendan cambiar el medio de contraste en caso de reacciones de hipersensibilidad. CT motion SPICY proporciona la flexibilidad necesaria para ello, **sin cambiar el tubo de la bomba de 24 horas.**

Administración eficiente y flexible de los medios de contraste en el día a día de la TC



Mismo paciente

Cuando se requieren inyecciones adicionales para el mismo paciente

- Selección sencilla de inyecciones adicionales
- Sin cambiar el tubo del paciente
- Procesos fluidos sin interrupción
- Ideal para exámenes de venas y protocolos de exploración especiales



Calentamiento para recipientes originales de los medios

Cuando se requieren condiciones de inyección fiables y precisas

- Viscosidad optimizada del medio de contraste
- Mayor comodidad para el paciente



Adaptación de los parámetros del bolo durante una pausa manual

Cuando se requiere flexibilidad durante la exploración

- Adaptación sencilla del protocolo de inyección
- Mayor control en cada inyección



Mismo flujo para todos los bolos

Cuando se requieren adaptaciones rápidas

- Ajuste del flujo para todos los bolos con un solo clic
- Reacción inmediata a requisitos cambiantes




40 bolos por protocolo

Cuando no basta con los protocolos estándar

- Configuración libre de los protocolos de inyección

CT motion™ SPICY

Para quienes quieren cambiar las cosas.





dedicated to you.

 **ulrich GmbH & Co. KG**
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm, Alemania
T +49 731 9654-0
injectors@ulrichmedical.com
www.ulrichmedical.com

ulrich medical France SAS
10, Allée Aristide Maillol
31770 Colomiers, Francia
T +33 5 61 86 09 92
info@ulrichmedical.fr
www.ulrichmedical.fr

ulrich medical España S.L.U.
Calle Arboleda 14, Núm. AR038
28031 Madrid, España
T +34 910 194870
info@ulrichmedical.es
www.ulrichmedical.es