

SOSTENIBILIDAD

BOOST

your CT routine




dedicated to you.

**Porque la
reducción
de residuos
marca la
diferencia.**



Un volumen de residuos hasta un **69 %** menor con CT motion SPICY.¹



Los sistemas sanitarios europeos produjeron en 2023 alrededor de **900 000 toneladas** de plástico desechable, una tendencia en alza.² Las consecuencias son las siguientes: altos costes energéticos, más emisiones de CO₂ y una mayor necesidad de actuar. En comparación con un producto de la competencia con sistema multiuso de 24 h, CT motion SPICY produce un volumen de residuos de material consumible considerablemente menor, lo que permite reducir los costes de almacenamiento y de desecho de residuos.

Ejemplo práctico:

El uso típico del equipamiento de TC comprende 220 días laborables al año con 20 pacientes diarios a los que se administran medios de contraste intravenosos.

Esto produce el siguiente volumen y peso anual de residuos:

- Más de **6500 litros** o 280 kg con un inyector de medios de contraste para TC de la competencia con sistema multiuso de 24 h
- Menos de **2000 litros** o 170 kg con CT motion SPICY

El resultado es un ahorro de más de **4500 litros** o 116 kg de residuos al año

→ Reducción del volumen de residuos de hasta un **69 %** o disminución del peso de un 41 %¹

Nosotros calculamos por usted su potencial de ahorro.

Si lo desea, póngase en contacto con nosotros directamente.



¹ ulrich medical. Informe de pruebas interno «Messungen Daten Gewichts- / Müllrechner (CE) für Datengrundlage Gewichts- und Müllrechner (CE) - Artikelspezifikation», medición comparativa del volumen y del peso de los residuos del material consumible de CT motion SPICY y Centargo realizada el 19/02/2026. La documentación completa de las pruebas está disponible previa solicitud a ulrich medical.

² Eunomia Research & Consulting Ltd., Systemiq (2025): A Prescription for Change: Rethinking plastics use in healthcare to reduce waste, greenhouse gas emissions and costs. Technical Appendix 2 – Europe data. September 2025.

La sostenibilidad comienza en el día a día con el equipo de TC.



CT motion SPICY combina procesos eficientes con un uso reducido de los materiales. Gracias al diseño compacto del material consumible, consigue reducirse considerablemente la cantidad de residuos. Al mismo tiempo, una gestión flexible de los medios de contraste permite facilitar los procesos de trabajo.




El **amplio suministro** de NaCl y medios de contraste de hasta un total de 4 litros disminuye el número de cambios de frascos, por lo que es un factor esencial para reducir los residuos y aumentar la eficiencia en el día a día con el equipo de TC.



Vea aquí el
vídeo de la
función
Tandem

Las funciones **Tandem** y **Extended Tandem** permiten el cambio del medio de contraste sin necesidad de cambiar el tubo de la bomba de 24 h. De este modo, pueden emplearse los medios de contraste con distintos principios activos de forma flexible. Esto, a su vez, permite ahorrar tiempo y reducir los residuos de plástico y de medios de contraste.



CT motion™ SPICY

Para quienes quieren cambiar las cosas.

Responsabilizarse en el presente para sostener el futuro

Para nosotros, responsabilizarse implica hacer un uso consciente de los recursos, una actividad económica centrada en la planificación a largo plazo y una contribución positiva a nuestros empleados, a la sociedad y a la sanidad.



A nivel ecológico

Aplicación de medidas concretas para preservar los recursos y reducir las emisiones de CO₂:

- Disminución de las emisiones de CO₂ de nuestra sede en un 29,5 % mediante la instalación de una planta de cogeneración modular³
- Expansión de la movilidad eléctrica: todos los vehículos de pasajeros para el transporte interno por la planta son totalmente eléctricos
- Recompensamos las ideas sostenibles con una bonificación un 25 % mayor



A nivel económico

Nuestra producción nacional «Made in Germany» y las inversiones a largo plazo en infraestructuras y en el personal aseguran el futuro de nuestra empresa:

- Planificación segura gracias al desarrollo y la producción en Alemania
- Capacidad de suministro optimizada gracias a las rutas de transporte cortas



A nivel social

Responsabilidad social mediante diversas campañas sanitarias, compromiso social y fomento de las nuevas generaciones profesionales:

- Apoyo a instituciones sociales a través de asociaciones duraderas
- Días adicionales de vacaciones para participar en programas de voluntariado
- Cuota de estudiantes en prácticas del 4,9 %
- Beneficios corporativos, como programas empresariales para acceder a instalaciones deportivas, subsidios para guarderías, planes de pensiones empresariales, etc.
- Realización de campañas de donación de sangre

Haga clic aquí para
saber más sobre la
sostenibilidad en
ulrich medical



³ Informe independiente de la empresa Inova de 2021. El informe está disponible previa solicitud a ulrich medical.



dedicated to you.

 **Ulrich GmbH & Co. KG**
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm, Alemania
T +49 731 9654-0
injectors@ulrichmedical.com
www.ulrichmedical.com

Ulrich medical France SAS
10, Allée Aristide Maillol
31770 Colomiers, Francia
T +33 5 61 86 09 92
info@ulrichmedical.fr
www.ulrichmedical.fr

Ulrich medical España S.L.U.
Calle Arboleda 14, Núm. AR038
28031 Madrid, España
T +34 910 194870
info@ulrichmedical.es
www.ulrichmedical.es