

DURABILITÉ



BOOST

your CT routine




dedicated to you.

**Parce réduire
les déchets fait
vraiment la
différence.**



Jusqu'à **69 %** de volume de déchets en moins avec CT motion SPICY.¹



Les systèmes de santé européens ont produit en 2023 environ **900 000 tonnes** de plastique à usage unique, tendance à la hausse.² Les conséquences : des coûts énergétiques élevés, des émissions de CO₂ en hausse et un besoin encore plus urgent d'agir. Comparé à un dispositif concurrent doté d'un système multiusage utilisable sur 24 h, CT motion SPICY produit nettement moins de déchets de consommables. Cela permet ainsi de réduire les coûts liés à leur élimination et les besoins en matière de stockage.

Exemple pratique :

un travail à plein temps caractéristique en TDM compte 220 jours ouvrés par an avec 20 patients par jour pour l'administration intraveineuse de produit de contraste.

Il en résulte un volume et un poids annuels de déchets de :

- plus de **6 500 litres** ou 280 kg pour un injecteur pour la TDM comparable doté d'un système multiusage utilisable sur 24 h
- moins de **2 000 litres** ou 170 kg avec le CT motion SPICY

Résultat : une économie de plus de **4 500 litres** ou 116 kg de déchets par an
→ Réduction du volume des déchets jusqu'à **69 %** ou de leur poids de 41 %.¹

Faites calculer vos économies potentielles ! [Contactez-nous directement !](#)



¹ ulrich medical. Rapport de test interne « Mesures Données Calculateur de poids/déchets (CE) pour les données disponibles Calculateur de poids/déchets (CE) - Spécification des articles », mesure comparative du volume et du poids des déchets des consommables pour CT motion SPICY et Centargo, mesures du 19/02/2026. ulrich medical fournit le dossier complet du test sur simple demande.

² Eunomia Research & Consulting Ltd., Systemiq (2025) : A Prescription for Change: Rethinking plastics use in healthcare to reduce waste, greenhouse gas emissions and costs. Technical Appendix 2 – Europe data. Septembre 2025.

La durabilité commence dans la pratique quotidienne de la TDM.



Le CT motion SPICY allie des processus efficaces à une moindre consommation de matériel. Il est possible, grâce à une **conception compacte des consommables**, de réduire considérablement les quantités de déchets. En même temps, une **gestion flexible des produits de contraste** simplifie les processus de travail.




La **réserve importante** de NaCl et de produit de contraste (de jusqu'à 4 litres au total) réduit le nombre de changements de flacons et contribue ainsi fondamentalement à réduire les déchets et à améliorer l'efficacité de la pratique quotidienne de la TDM.



Regardez ici la vidéo sur la fonction Tandem.

Les fonctions **Tandem** et **Extended Tandem** permettent de changer de produit de contraste sans devoir remplacer la tubulure de pompe utilisable 24 h.

Il est ainsi possible d'utiliser avec une grande flexibilité des produits de contraste ayant des principes actifs différents. Cela fait gagner du temps et minimise les déchets de plastique et de produit de contraste.



CT motion™ SPICY

Conçu pour ceux qui veulent faire bouger les choses.

Assumer nos responsabilités et façonner l'avenir

Pour nous, assumer nos responsabilités signifie utiliser les ressources de manière consciente, agir de façon rentable à long terme et apporter notre contribution à nos collaborateurs, à la société et au système de soins de santé.



Au niveau écologique

Mise en oeuvre de mesures concrètes pour la préservation des ressources et réduction des émissions de CO₂ :

- réduction des émissions de CO₂ liées à notre site de 29,5 % grâce à l'installation d'une centrale de cogénération ³
- expansion de l'électromobilité : tous les véhicules professionnels destinés au transport de personnes sont entièrement électriques
- les idées en matière de durabilité sont récompensées avec une prime 25 % plus élevée



Au niveau économique

L'accent mis sur le « Made in Germany » et les investissements à long terme dans les infrastructures et dans les ressources humaines garantissent la pérennité de l'entreprise :

- sécurité de la planification grâce au développement et à la production en Allemagne
- capacité de livraison assurée par les transports courts



Au niveau social

Responsabilité sociétale avec de nombreuses offres de promotion de la santé, un engagement social et l'encouragement des jeunes talents :

- soutien aux institutions sociales à travers des partenariats à long terme
- journées de congé spéciales pour le bénévolat
- taux de formation de 4,9 %
- prestations sociales telles que sport d'entreprise, allocation pour la garde des enfants, épargne retraite d'entreprise, etc.
- campagnes de dons du sang

Cliquez ici pour
en savoir plus sur
la durabilité chez
ulrich medical



³ Rapport indépendant de la société Inova de 2021. Le rapport est disponible sur simple demande auprès d'ulrich medical.



dedicated to you.

 **ulrich GmbH & Co. KG**
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm, Allemagne
T +49 731 9654-0
injectors@ulrichmedical.com
www.ulrichmedical.com

ulrich medical France SAS
10, Allée Aristide Maillol
31770 Colomiers, France
T +33 5 61 86 09 92
info@ulrichmedical.fr
www.ulrichmedical.fr

ulrich medical España S.L.U.
Calle Arboleda 14, Núm. AR038
28031 Madrid, Espagne
T +34 910 194870
info@ulrichmedical.es
www.ulrichmedical.es