


Mehr Flexibilität*: Multi KM Use für CT motion™ und Max 3™

Machen Sie sich die Arbeit leichter bei der Verwendung unterschiedlicher Kontrastmittel für verschiedene Patienten. Durch flexibles Kontrastmittelmanagement optimieren Sie Ihren Workflow, produzieren weniger Abfall und können effizient arbeiten.*




Tandem / CM-Select Funktion

- Wechsel des KM mit gleichen Wirkstoffen auf Knopfdruck
- Kein Wechsel des 24h Pumpenschlauchs/Easy-Click-Kassette notwendig
- Automatisches Spülprogramm

Extended Tandem / CM-Select Funktion

- Einsatz von KM mit unterschiedlichen Wirkstoffen
- Wechsel des Kontrastmittels mittels speziellem Spülprogramm
- Kein Wechsel des 24h Pumpenschlauchs/Easy-Click-Kassette notwendig



Seamless / CM-Loop Funktion

- Doppelter KM-Vorrat durch automatisches Umschalten bei identischem KM
- Geringe KM Verwurfsmengen
- Effizienz durch hohen Patientendurchsatz und Patientenwechsel innerhalb kurzer Zeit

Wir unterstützen Sie bei der Effizienzsteigerung:

- Aktivierung der Seamless und Tandem Funktionen
- Auf die Funktionen zugeschnittene Anwender-Schulung, Ihren Anforderungen entsprechend
- Für detaillierte Informationen steht Ihnen Ihr Außendienstmitarbeiter jederzeit gerne zur Verfügung

* Im Vergleich zu unseren Geräten ohne (Extended) Tandem/CM-Select Funktion.

Wir beraten Sie gerne:

