


uCentumTM

comprehensive posterior system

uBaseTM

iliosacral fixation system




Komplettsystem
für offene
und perkutane
Anwendungen

uCentum™

System

- Dorsale Stabilisierung der thorakalen bis lumbosakralen Wirbelsäule
- Komplettsystem für offene und perkutane Anwendungen
- Ø 5,5 mm und Ø 6,0 mm Stäbe
- Polyaxiale und monoaxiale Schrauben
- Vorklemmbare Schrauben und Langkopfschrauben
- MIS X-Tab Schraube für die perkutane Anwendung (auch vorklemmbar)
- Kombinierbar mit allen Schrauben aus dem System uBase
- Verwendung in Verbindung mit der Brainlab Navigation Software möglich (sowohl offen als auch perkutan)
- Umfangreiches Navigationsmodul für Präparation und Schraubeninsertion
- Kombination mit dem zervikothorakalen Stab-Schrauben-System neon³
- Implantate steril verfügbar



Kanülierte und perforierte Schrauben (Ausnahme Ø 4,5 mm)




MIS X-Tab Schraube für perkutane Anwendung



Offset-Verbinder

Niedrig profilierter Schraubenkopf

Hohe Flexibilität durch verschiedene
Verbinderlängen und zusätzliche
Verbindungsoptionen



uBase™

System


- Stabilisierung von Sakrum und Ilium in Verbindung mit uCentum
- Rein sakrale, sakroiliakale oder rein iliakale Platzierung
- Polyaxialer Schraubenkopf, vorgewinkelt medial/lateral oder kranial/caudal
- Zusätzlich verfügbar: winkelstabile Schraube
- Alle Schrauben kanüliert
- Implantate steril verfügbar

Vorteile


- Mehr Sicherheit dank kanülierter Schrauben und umfangreichem Navigationsmodul für Präparation und Schraubeninsertion
- Polyaxialität von 48 Grad
- Perkutane Anwendung (polyaxiale Schrauben)
- Niedrig profilierter Schraubenkopf




Iliosakralschraube, polyaxial



Rein sakrale Schraubenplatzierung



Sakroiliakale Schraubenplatzierung




Rein iliakale Schraubenplatzierung



uCentum™

Vorteile

- Mehr Sicherheit dank kanülierter Schrauben und umfangreichem Navigationsmodul für Präparation und Schraubeninsertion
- Zementaugmentation durch die Schraube dank lateraler Perforierungen
- Stäbe mit und Querstabilisatoren für Ø 5,5 und Ø 6,0 mm
- Kombination mit dem zervikothorakalen Stab-Schrauben-System neon³
- Neues Repositionsinstrumentarium



uCentum™

Komponenten

Implantate

Art.-Nr.

Schraube, polyaxial, Ø 4,5 mm, Länge 25 mm – 50 mm	CS 3802-045-025 – CS 3802-045-050
Schraube, polyaxial, Ø 5,5 mm, Länge 25 mm – 55 mm, perforiert	CS 3802-055-025 – CS 3802-055-055
Schraube, polyaxial, Ø 6,5 mm, Länge 30 mm – 60 mm, perforiert	CS 3802-065-030 – CS 3802-065-060
Schraube, polyaxial, Ø 7,5 mm, Länge 35 mm – 60 mm, perforiert	CS 3802-075-035 – CS 3802-075-060
Schraube, polyaxial, Ø 8,5 mm, Länge 35 mm – 60 mm, perforiert	CS 3802-085-035 – CS 3802-085-060
Schraube, polyaxial, Ø 10 mm, Länge 45 mm – 60 mm, perforiert	CS 3802-100-045 – CS 3802-100-060
Schraube, polyaxial, steril, Ø 11,5 mm, Länge 45 mm – 55 mm, perforiert*	CS 3802-115-045-S – CS 3802-115-055-S
Schraube, monoaxial, Ø 4,5 mm, Länge 25 mm – 50 mm	CS 3803-045-025 – CS 3803-045-050
Schraube, monoaxial, Ø 5,5 mm, Länge 25 mm – 55 mm, perforiert	CS 3803-055-025 – CS 3803-055-055
Schraube, monoaxial, Ø 6,5 mm, Länge 30 mm – 60 mm, perforiert	CS 3803-065-030 – CS 3803-065-060
Schraube, monoaxial, Ø 7,5 mm, Länge 35 mm – 60 mm, perforiert	CS 3803-075-035 – CS 3803-075-060
Schraube, monoaxial, Ø 8,5 mm, Länge 35 mm – 60 mm, perforiert	CS 3803-085-035 – CS 3803-085-060
Schraube, monoaxial, Ø 10 mm, Länge 45 mm – 60 mm, perforiert	CS 3803-100-045 – CS 3803-100-060
Schraube, vorklemmbar, Ø 4,5 mm, Länge 25 mm – 50 mm	CS 3804-045-025 – CS 3804-045-050
Schraube, vorklemmbar, Ø 5,5 mm, Länge 25 mm – 55 mm, perforiert	CS 3804-055-025 – CS 3804-055-055
Schraube, vorklemmbar, Ø 6,5 mm, Länge 30 mm – 60 mm, perforiert	CS 3804-065-030 – CS 3804-065-060
Schraube, vorklemmbar, Ø 7,5 mm, Länge 35 mm – 60 mm, perforiert	CS 3804-075-035 – CS 3804-075-060
Schraube, vorklemmbar, Ø 8,5 mm, Länge 35 mm – 60 mm, perforiert	CS 3804-085-035 – CS 3804-085-060
Schraube, vorklemmbar, Ø 10 mm, Länge 45 mm – 60 mm, perforiert	CS 3804-100-045 – CS 3804-100-060
Langkopfschraube, vorklemmbar, Ø 5,5 mm, Länge 25 mm – 55 mm, perforiert	CS 3805-055-025 – CS 3805-055-055
Langkopfschraube, vorklemmbar, Ø 6,5 mm, Länge 30 mm – 60 mm, perforiert	CS 3805-065-030 – CS 3805-065-060
Langkopfschraube, vorklemmbar, Ø 7,5 mm, Länge 35 mm – 60 mm, perforiert	CS 3805-075-035 – CS 3805-075-060
Langkopfschraube, vorklemmbar, Ø 8,5 mm, Länge 35 mm – 60 mm, perforiert	CS 3805-085-035 – CS 3805-085-060
Schraube, MIS X-Tab, polyaxial, steril, Ø 4,5 mm, Länge 25 mm – 50 mm*	CS 3806-045-025-S – CS 3806-045-050-S
Schraube, MIS X-Tab, vorklemmbar, steril, Ø 4,5 mm, Länge 25 mm – 50 mm*	CS 3806-045-925-S – CS 3806-045-950-S
Schraube, MIS X-Tab, polyaxial, steril, Ø 5,5 mm, Länge 25 mm – 55 mm, perforiert*	CS 3806-055-025-S – CS 3806-055-055-S
Schraube, MIS X-Tab, vorklemmbar, steril, Ø 5,5 mm, Länge 25 mm – 55 mm, perforiert*	CS 3806-055-925-S – CS 3806-055-955-S
Schraube, MIS X-Tab, polyaxial, steril, Ø 6,5 mm, Länge 30 mm – 55 mm, perforiert*	CS 3806-065-030-S – CS 3806-065-055-S
Schraube, MIS X-Tab, vorklemmbar, steril, Ø 6,5 mm, Länge 30 mm – 55 mm, perforiert*	CS 3806-065-930-S – CS 3806-065-955-S
Schraube, MIS X-Tab, polyaxial, steril, Ø 7,5 mm, Länge 35 mm – 55 mm, perforiert*	CS 3806-075-035-S – CS 3806-075-055-S
Schraube, MIS X-Tab, vorklemmbar, steril, Ø 7,5 mm, Länge 35 mm – 55 mm, perforiert*	CS 3806-075-935-S – CS 3806-075-955-S

Kombination mit uBase

Iliosakralschraube, Ø 7,5 mm, Länge 40 mm – 80 mm	CS 7170-075-040 – CS 7170-075-080
Iliosakralschraube, Ø 8,5 mm, Länge 40 mm – 120 mm	CS 7170-085-040 – CS 7170-085-120
Iliosakralschraube, Ø 10,0 mm, Länge 80 mm – 140 mm	CS 7170-100-080 – CS 7170-100-140
Iliosakralschraube, polyaxial, Ø 7,5 mm, Länge 40 mm – 80 mm, steril*	CS 7172-075-040-S – CS 7172-075-080-S
Iliosakralschraube, polyaxial, Ø 8,5 mm, Länge 40 mm – 120 mm, steril*	CS 7172-085-040-S – CS 7172-085-120-S
Iliosakralschraube, polyaxial, Ø 10,0 mm, Länge 80 mm – 140 mm, steril*	CS 7172-100-080-S – CS 7172-100-140-S
Iliumschraube, polyaxial, steril, Ø 8,5 mm Länge 80 mm – 120 mm*	CS 7173-085-080-S – CS 7173-085-120-S
Iliumschraube, polyaxial, steril, Ø 10,0 mm Länge 80 mm – 120 mm*	CS 7173-100-080-S – CS 7173-100-120-S

*Diese Artikel sind nur steril verfügbar

Information zu steril verpackten Implantaten

Um steril verpackte Implantate zu bestellen, die Artikelnummer am Ende mit „-S“ ergänzen (Beispiel: CS 3802-045-025-S).



ulrich GmbH & Co. KG
 Buchbrunnenweg 12
 89081 Ulm, Germany
 T +49 731 9654-0
 spine@ulrichmedical.com
 www.ulrichmedical.com

ulrich medical France SAS
 10, Allée Aristide Maillol
 31770 Colomiers, France
 T +33 5 34 50 91 02
 info@ulrichmedical.fr
 www.ulrichmedical.fr