

uCentum™ Komponenten

Querstabilisatoren CS 3810 - [15...20] -S / 6 Artikel

- Klemmung von Stäben mit Ø 5,5 mm und Ø 6,0 mm
- Sechs verschiedene Längenabstufungen (XXS, XS, S, M, L, XL)

Übersichtstabelle



CS 3810-15-S

Querstabilisator variabel, für Ø 5,5 mm / Ø 6,0 mm, steril, XXS, Länge 35-43 mm



CS 3810-16-S

Querstabilisator variabel, für Ø 5,5 mm / Ø 6,0 mm, steril, XS, Länge 41-56 mm



CS 3810-17-S

Querstabilisator variabel, für Ø 5,5 mm / Ø 6,0 mm, steril, S, Länge 53-68 mm



CS 3810-18-S

Querstabilisator variabel, für Ø 5,5 mm / Ø 6,0 mm, steril, M, Länge 66-80 mm



CS 3810-19-S


Querstabilisator variabel, für Ø 5,5 mm / Ø 6,0 mm, steril, L, Länge 78-94 mm



CS 3810-20-S

Querstabilisator variabel, für Ø 5,5 mm / Ø 6,0 mm, steril, XL, Länge 92-107 mm

Bestimmung der korrekten Implantatgröße



Mit Hilfe des Größentasters (CS 5788) kann der Abstand der beiden Stäbe bestimmt werden, **wobei dafür an der Außenseite der Stäbe gemessen wird.**

dedicated to you.

ulrich
medical