

ADDplus™

anterior distraction device plus





Ulrich
medical

dedicated to you.

Système

- Vertèbre artificielle extensible avec plaques fixes pour le rachis cervical et cervico-thoracique ventral
- Angles croissant avec la taille d'implant (0° à 18°)
- Au choix vis pour tissu spongieux ou vis d'expansion
- Volume de remplissage important pour tissu osseux ou substitut osseux
- Tous les implants sont également disponibles en emballage individuel stérile





Avantages

- Vertèbre artificielle et plaque dans un seul système
- Ancrage de l'implant optimisé par une vis extensible
- Extensible en continu pour une adaptation individuelle à l'anatomie
- Volume de remplissage important



Composants

Implants	Réf.
ADDplus, Ø 12 mm, angle 0°, hauteur 13 à 18 mm	CS 2253-12-13
ADDplus, Ø 12 mm, angle 6°, hauteur 17 à 26 mm	CS 2253-12-17
ADDplus, Ø 12 mm, angle 12°, hauteur 25 à 41 mm	CS 2253-12-25
ADDplus, Ø 12 mm, angle 18°, hauteur 40 à 65 mm	CS 2253-12-40
Vis osmium avec tige, or, Ø 5,0 mm, longueur 14 mm	CS 1300-14T
Vis osmium avec tige, verte, Ø 5,0 mm, longueur 16 mm	CS 1300-16T
Vis osmium avec tige, bleue, Ø 5,0 mm, longueur 18 mm	CS 1300-18T
Vis osmium avec tige, grise, Ø 4,0 mm, longueur 12 mm	CS 1303-12
Vis osmium avec tige, or, Ø 4,0 mm, longueur 14 mm	CS 1303-14
Vis osmium avec tige, verte, Ø 4,0 mm, longueur 16 mm	CS 1303-16
Vis osmium avec tige, bleue, Ø 4,0 mm, longueur 18 mm	CS 1303-18
Vis pour tissu spongieux, Ø 4,0 mm, longueur 12 mm	CS 1301-12T
Vis pour tissu spongieux, Ø 4,0 mm, longueur 14 mm	CS 1301-14T
Vis pour tissu spongieux, Ø 4,0 mm, longueur 16 mm	CS 1301-16T
Vis pour tissu spongieux, Ø 4,0 mm, longueur 18 mm	CS 1301-18T
Vis pour tissu spongieux, Ø 4,0 mm, longueur 20 mm	CS 1301-20T
Vis pour tissu spongieux, Ø 4,0 mm, longueur 22 mm	CS 1301-22T
Vis pour tissu spongieux, Ø 4,0 mm, longueur 24 mm	CS 1301-24T
Vis pour tissu spongieux, Ø 4,0 mm, longueur 26 mm	CS 1301-26T
Vis de blocage	CS 2259

Informations sur les implants en emballage stérile

Pour commander des implants en emballage stérile, ajouter un « S » à la fin de la référence catalogue (exemple : CS 2253-12-13-S).



ulrich GmbH & Co. KG
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm, Allemagne
T +49 731 9654-0
spine@ulrichmedical.com
www.ulrichmedical.com

ulrich medical France SAS
10, Allée Aristide Maillol
31770 Colomiers, France
T +33 5 34 50 91 02
info@ulrichmedical.fr
www.ulrichmedical.fr