SYNCopen™ für CT motion™

Schnittstelle zwischen Kontrastmittelinjektor und CT Scanner

SYNCopen unterstützt CANopen Class 4

Welche Vorteile bietet Ihnen SYNCopen?

- **Datenaustausch in Echtzeit** dank Schnittstelle zwischen Kontrastmittelinjektor und CT-Scanner
- Qualitätssicherung durch **automatisches Versenden von Injektionsparametern** vom Injektor an CT-Scanner
- **Verbesserter Workflow** durch Single-Button-Start



Holen Sie noch mehr aus Ihrem CT motion™

Funktion	CT motion ohne SYNCopen	CT motion mit SYNCopen
Synchroner Start & Stopp von Injektor und Scanner	–	■
Bereitstellung und Anzeige von Injektionsprotokollen am Scanner	–	■
Übertragung von Injektionsparametern ans RIS/PACS-System	–	■
Optimierte Bildqualität durch synchronen Start	–	■
Einmaliges Einpflegen der Injektionsprotokolle spart Zeit und Administrationsaufwand	–	■

ulrich medical *dedicated to you.*

www.ulrichmedical.com

CT 4104001 R3/2025-03 Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.