

Produkte der Wirbelsäulenchirurgie



ulrich medical

dedicated to you.

Innovativ seit über 110 Jahren



Wir machen Ihre Herausforderungen zu unseren und entwickeln gemeinsam bessere Lösungen.

Die Behandlung von Erkrankungen der Wirbelsäule, einer der sensibelsten Strukturen des menschlichen Skeletts, stellt uns immer wieder vor große Herausforderungen. Wir sind einer der erfolgreichsten Hersteller von Wirbelsäulensystemen, weil wir uns dieser Aufgabe immer wieder mit Ideenreichtum und technischer Kompetenz stellen. Wir führen biomechanische und klinische Studien durch, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse fließen täglich in unsere Arbeit ein.

MDR certified

Mit unseren Wirbelkörperersatzimplantaten und zervikalen, thorakalen und lumbosakralen Implantatsystemen nehmen wir eine führende Position ein, aber auch dynamische Systeme zur Stabilisierung der Wirbelsäule gehören zu unserem Portfolio. Echte Hightech-Produkte, die bei Wirbelsäulenchirurginnen und Wirbelsäulenchirurgen weltweit Anerkennung finden.





Inhalt



neon³™ 7



cerv-X™ 8



Bone InGrowth Cages 9



ADD™ 10



ADD*plus*™ 11



Artus™ 12


uCentum™ 14


uBase™ 15


cosmicMIA™ 16


tezo™ 17


pezo™ 18


Bone InGrowth Cages 19


obelisc™ 20


Jazz™ 21


uDesis™ 22


V-Steady 23


CAPRAIA
cerv-X
Artus
ADD
ADDplus
neon³
uDesis
V-STEADY
Jazz
uCentum
obelisc
cosmicMIA
ALICUDI
STROMBOLI
PIANOSA
ELBA
pezo-A
pezo-P
pezo-T
tezo-A
tezo-P
tezo-T
uBase

neon^{3TM}

universal OCT spinal stabilization



- Universales System für alle gängigen Platzierungstechniken an der dorsalen Halswirbelsäule
- Hohe Stabilität vom Okziput bis zur oberen thorakalen Wirbelsäule
- Sicherheit für Anwender und Patient durch kanülierte Schrauben
- Patientenschonend durch minimal-invasiven Zugang
- Komponenten zur Verlängerung einer Instrumentierung und Kombination mit uCentum

cerv-X™

cervical cage



- Cage zur intersomatischen Fusion der zervikalen Wirbelsäule
- Röntgendurchlässiges PEEK Optima® LT1 Material
- Tantal Röntgenmarker zur Positionskontrolle
- Einfache Handhabung und leichte Platzierung

Bone InGrowth Cages

3D printed titanium cage family



CAPRAIA – ACIF cage

- Hochmoderne Netzstruktur aus Titan
- ACIF
- Universelles Befüllungs-System
- Offene Implantatstruktur ermöglicht das Ansiedeln von Knochenzellen
- Hochporöse Oberfläche unterstützt das Wachstum von neuen osteogenen Zellen

ADD™

anterior distraction device



– Distrahierbarer Wirbelkörperersatz für die ventrale zervikale und zervikothorakale Wirbelsäule

– Stufenlos distrahierbar zur individuellen anatomischen Anpassung

– Großes Befüllvolumen für Knochen-/Knochenersatzmaterial

– Übersichtliches Instrumentarium und einfache Handhabung

ADD*plus*™

anterior distraction device plus



– Distrahierbarer Wirbelkörperersatz mit integrierten Laschen für die ventrale zervikale und zervikothorakale Wirbelsäule

– Stufenlos distrahierbar zur individuellen anatomischen Anpassung

– Optimierte Implantatverankerung durch spreizbare Schraube

– Wirbelkörperersatz und zervikale Platte in einem System

Artus™

cervical plate system




zervikal

- Lordotisch vorgebogene Platten mit Verriegelungsmechanismus
- Selbstschneidende, selbstbohrende und selbstbohrende/-schneidende Schrauben
- Variable Schrauben: maximaler Winkel von ±10° relativ zum Schraubenloch der Platte
- Übersichtliches Instrumentarium


CAPRAIA
cerv-X
Artus
ADD
ADDplus
neon³
uDesis
V-STEADY
Jazz
uCentum
obelisc
cosmicMIA
ALICUDI
STROMBOLI
PIANOSA
ELBA
pezo-A
pezo-P
pezo-T
tezo-A
tezo-P
tezo-T
uBase

uCentum™

comprehensive posterior system



- Dorsale Stabilisierung der thorakalen bis lumbosakralen Wirbelsäule
- Komplettsystem für offene und perkutane Anwendungen
- Breites Spektrum an Implantatkomponenten zur individuellen Anpassung an den Patienten
- Kombinierbar mit allen Schrauben aus dem System uBase und mit dem zerviko-thorakalen Stab-Schrauben-System neon[3]
- Umfangreiches Navigationsmodul für Präparation und Schraubeninsertion

uBase™

iliosacral fixation system



- Erweiterung der umfangreichen Fixierungsoptionen von uCentum um die Stabilisierung von Sakrum und Ilium
- Rein sakrale, iliosakrale oder rein iliakale Platzierung
- Polyaxialer Schraubenkopf, vorgewinkelt medial/lateral oder kranial/kaudal (Polyaxialität von 48°)
- Mehr Sicherheit dank kanülierter Schrauben
- Umfangreiches Navigationsmodul für Präparation und Schraubeninsertion

cosmicMIA™

dynamic minimally invasive system




thorakal/lumbal

- Dorsales System zur semi-rigiden Stabilisierung und Fixierung der thorakalen, lumbalen und sakralen Wirbelsäule (S1)
- Schraubenkopf mit Gelenkkonzept
- Non-Fusion-Technik zum Erhalt eines Teils der Beweglichkeit im Segment
- Schraubengewinde mit Bonit®-Beschichtung (Calciumphosphat)

tezo™

titanium cage family



– Implantat-Familie aus Titan zur lumbalen bis lumbosakralen intersomatischen Fusion

– 3 Cage-Typen für dorsale und ventrale Zugänge (PLIF, TLIF, ALIF)

– Breite Auswahl an Formen und Größen

– Großes Befüllvolumen für Knochen/Knochenersatzmaterial

– Raue Oberflächenstruktur im Inneren zur Förderung der Osteointegration

pezo™


PEEK cage family



- Implantat-Familie aus PEEK Optima® LT1 zur lumbalen bis lumbosakralen intersomatischen Fusion
- 3 Cage-Typen für dorsale und ventrale Zugänge (PLIF, TLIF, ALIF)
- Breite Auswahl an Formen und Größen
- Großes Befüllvolumen für Knochen/Knochenersatzmaterial
- Tantal Röntgenmarker zur Positionskontrolle

Bone InGrowth Cages


3D printed titanium cage family



- Hochmoderne Netzstruktur aus Titan
- PLIF, TLIF, ALIF, DLIF
- Universelles Befüllungs-System
- Offene Implantatstruktur ermöglicht das Ansiedeln von Knochenzellen
- Hochporöse Oberfläche unterstützt das Wachstum von neuen osteogenen Zellen

obelisc™

vertebral body replacement



– Distrahierbares Wirbelkörperersatzsystem für die ventrale thorakale und lumbale Wirbelsäule

– Stufenlos distrahierbar zur individuellen anatomischen Anpassung

– Runde, ovale und rechteckige Ansätze für eine flexible Anpassung an den Patienten

– Alle operativen Zugänge möglich

– Minimal-invasiv einsetzbar

Jazz™

System zur posterioren Fixierung der Wirbelsäule



Jazz™ Evo

- Bewährte Bandtechnologie
- Hochresistentes, biokompatibles Polyester-Band
- Große Auswahl von Konnektoren
- Spezielle Blockerschraube für jeden Konnektor

Jazz™ Lock

- Flacher Konnektor
- Atraumatisches Band mit breiter Auflagefläche
- Technologie ohne Stab mit leistungsstarker Zug-Gurtung

uDesis™

synthetic bone substitute



zervikal

– Synthetisches Knochenersatzmaterial zur Auffüllung von und Anlagerung an Wirbelsäulenimplantaten

– Resorbierbares Beta-Trikalziumphosphat $Ca_3(PO_4)_2$

– Gut formbar für die Anlagerung an die Defektstelle

– Gebrauchsfertiges Gel

V-STEADY

Radiopaque bone cement for vertebral consolidation



- Hochvisköser, röntgenpositiver Knochenzement
- Hervorragende mechanische Eigenschaften (insbesondere Druckfestigkeit)
- Hohe Konzentration an Kontrastmittel (45% ZrO2)
- Niedrige Polymerisationstemperatur
- Kontrollierte Injektion mit der V-HP-Gun
- Viskositätseigenschaften minimieren das Risiko von Leckagen während der Injektion
- Bis zu 9 Minuten Verarbeitungszeit

ulrich medical® Wirbelsäulensysteme

Produkt	Regionen					Erkrankung/Verletzung					Zugang				Steril
	HWS	BWS	LWS	SWS	IWS	Degeneration	Deformitäten	Tumor	Entzündung	Trauma	Dorsal	Ventral	Lateral	MIS	
ADD*plus*	■	■	–	–	–	■	–	■	■	■	–	■	–	–	■
ADD	■	■	–	–	–	■	–	■	■	■	–	■	■	–	■
ALICUDI (ALIF)	–	■	■	–	–	■	–	–	–	■	–	■	–	–	■
Artus	■	–	–	–	–	■	■	■	■	■	–	■	–	–	■
CAPRAIA (ACIF)	■	–	–	–	–	■	–	–	–	–	–	■	–	–	■
cerv-X	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■
cosmicMIA	–	■	■	■	–	■	–	–	–	–	■	–	–	■	■
ELBA (TLIF)	–	■	■	–	–	■	–	–	–	■	■	–	–	–	■
Jazz	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■
neon³	■	■	–	–	–	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■
obelisc	–	■	■	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■
pezo-A	–	–	■	■	–	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■
pezo-T/P	–	–	■	■	–	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■
PIANOSA (PLIF)	–	■	■	–	–	■	■	–	–	■	■	–	–	–	■
STROMBOLI (DLIF)	–	■	■	–	–	■	■	–	–	■	–	–	■	–	■
tezo-A	–	–	■	■	–	■	■	–	■	–	–	■	–	–	■
tezo-T/P	–	–	■	■	–	■	■	–	■	–	■	–	–	–	■
uBase	–	–	–	■	■	■	■	■	–	■	■	–	–	■	■
uCentum	–	■	■	■	–	■	■	■	–	■	■	–	–	■	■
uDesis	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	■	■	–	■	■
V-STEADY	–	■	■	–	–	■	–	–	–	■	■	–	–	–	■

Notizen

Notizen

Herstellerinformationen

zu von ulrich medical vertriebenen Produkten

Produkt	Hersteller
Bone InGrowth Cages	TSUNAMI MEDICAL SRL Via XXV Aprile n. 22 41037 Mirandola (MO) – Italy T +39 0535 38397 info@tsunamimed.com
Jazz	IMPLANET Technopole Bordeaux Montesquieu – Allée François Magendie 33650 Martillac – France T +33 557 995 555 marketing@implanet.com
uDesis	tcma Orthobiologics 3 Hillgrove Business Park, Nazeing Road, Nazeing Essex, EN9 2HB – United Kingdom T +44 1992 892 085 info@tcma.co.uk
V-STEADY	G21 S.r.l. Via S. Pertini, 8 41039 San Possidonio (MO) – Italy T +39 0535 30312 info@g-21.it

ulrich GmbH & Co. KG
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm, Deutschland
T +49 731 9654-0
spine@ulrichmedical.com
www.ulrichmedical.com

ulrich medical France SAS
10, Allée Aristide Maillol
31770 Colomiers, Frankreich
T +33 5 61 86 09 92
info@ulrichmedical.fr
www.ulrichmedical.fr

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten Die länderspezifische Verfügbarkeit von Artikeln ist zu berücksichtigen.

WS 1001-DE R18/2026-06