cerv-X™

cervical cage





ulrich medical


dedicated to you.

System

– Cage zur intersomatischen Fusion der zervikalen Wirbelsäule
– Röntgendurchlässiges PEEK Optima® LT1 Material
– Zwei verschiedene Formen ermöglichen Anpassung an die Endplatten







Übersichtliches Sieb und steril verpackte Implantate



Vorteile

- Einfache Handhabung und leichte Platzierung
- Tantal Röntgenmarker zur Positionskontrolle
- Steril verpackte Implantate



cerv-X

cerv-X™

Komponenten

Implantate	Art.-Nr.
cerv-X, Höhe 5 mm, Breite 14 mm, Länge 12 mm, Winkel 5°	CS 8200-05
cerv-X, Höhe 6 mm, Breite 14 mm, Länge 12 mm, Winkel 5°	CS 8200-06
cerv-X, Höhe 7 mm, Breite 14 mm, Länge 12 mm, Winkel 5°	CS 8200-07
cerv-X, Höhe 8 mm, Breite 14 mm, Länge 12 mm, Winkel 5°	CS 8200-08
cerv-X, konvex, Höhe 5 mm, Breite 12 mm, Länge 12 mm	CS 8201-05
cerv-X, konvex, Höhe 6 mm, Breite 12 mm, Länge 12 mm	CS 8201-06
cerv-X, konvex, Höhe 7 mm, Breite 13 mm, Länge 12 mm	CS 8201-07
cerv-X, konvex, Höhe 8 mm, Breite 14 mm, Länge 12 mm	CS 8201-08
cerv-X, Höhe 5 mm, Breite 15 mm, Länge 14 mm, Winkel 5°	CS 8202-05
cerv-X, Höhe 6 mm, Breite 15 mm, Länge 14 mm, Winkel 5°	CS 8202-06
cerv-X, Höhe 7 mm, Breite 15 mm, Länge 14 mm, Winkel 5°	CS 8202-07
cerv-X, Höhe 8 mm, Breite 15 mm, Länge 14 mm, Winkel 5°	CS 8202-08
cerv-X, konvex, Höhe 5 mm, Breite 14 mm, Länge 12 mm	CS 8203-05
cerv-X, konvex, Höhe 6 mm, Breite 14 mm, Länge 12 mm	CS 8203-06
cerv-X, konvex, Höhe 7 mm, Breite 15 mm, Länge 12 mm	CS 8203-07
cerv-X, konvex, Höhe 8 mm, Breite 16 mm, Länge 12 mm	CS 8203-08
Optional	
cerv-X, Höhe 9 mm, Breite 14 mm, Länge 12 mm, Winkel 5°	CS 8200-09
cerv-X, Höhe 10 mm, Breite 14 mm, Länge 12 mm, Winkel 5°	CS 8200-10
cerv-X, konvex, Höhe 4 mm, Breite 12 mm, Länge 12 mm	CS 8201-04
cerv-X, konvex, Höhe 9 mm, Breite 14 mm, Länge 12 mm	CS 8201-09
cerv-X, konvex, Höhe 10 mm, Breite 14 mm, Länge 12 mm	CS 8201-10
cerv-X, konvex, Höhe 4 mm, Breite 14 mm, Länge 12 mm	CS 8203-04

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten Die länderspezifische Verfügbarkeit von Artikeln ist zu berücksichtigen.

WS 8200-DE R07/2026-02

ulrich GmbH & Co. KG
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm, Deutschland
T +49 731 9654-0
spine@ulrichmedical.com
www.ulrichmedical.com

ulrich medical France SAS
10, Allée Aristide Maillol
31770 Colomiers, Frankreich
T +33 5 61 86 09 92
info@ulrichmedical.fr
www.ulrichmedical.fr